

ARCO DE ÖSTBY

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO:

- a) Apoie o Lençol de Borracha (HEVEA ANGELUS®) nas retenções do arco.
- b) Leve o conjunto arco-dique de borracha à boca para isolar o campo operatório.
- c) Continue com o isolamento absoluto.

ENGLISH

DIRECTIONS FOR USE:

- a) Attach the Rubber Dam Sheet (HEVEA ANGELUS®) to projections of frame.
- b) Take the rubber dam and frame to mouth to isolate operating field.
- c) Proceed with the next steps of rubber dam isolation.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO:

- a) Fije el Dique de Goma (HEVEA ANGELUS®) en las puntas del arco.
- b) Lleve el dique de goma con el arco en la boca para aislar el campo operatorio.
- c) Continue con los pasos del aislamiento absoluto.