

## Instructions for use

Choose your language

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>PT</b> Português   | <b>SK</b> Slovensky   |
| <b>EN</b> English     | <b>PL</b> Polski      |
| <b>ES</b> Español     | <b>ET</b> Eesti       |
| <b>FR</b> Français    | <b>LT</b> Lietuviškai |
| <b>IT</b> Italiano    | <b>LV</b> Latviski    |
| <b>RO</b> Română      | <b>CS</b> Český       |
| <b>NL</b> Nederlands  | <b>GA</b> Gaeilge     |
| <b>DE</b> Deutsch     | <b>HU</b> Magyar      |
| <b>SV</b> Svenska     | <b>TR</b> Türkçe      |
| <b>DA</b> Danish      | <b>MT</b> Malti       |
| <b>FI</b> Suomi       | <b>BG</b> Български   |
| <b>HR</b> Hrvatski    | <b>RU</b> Русский     |
| <b>SL</b> Slovenščina | <b>EL</b> Ελληνικά    |

# Português

Régua endodôntica milimetrada

## INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o cursor na lima e posicione-a na régua para obter a medida desejada.

# English

Endodontic ruler (Gauge in millimeters)

## INSTRUCTIONS FOR USE

Introduce the file into the stop and place it in the millimeter groove for measuring.

# Español

Regla endodóntica milimetrada

## INSTRUCCIONES DE USO

Introduzca el tope em la lima y posicónela en la regla para medir.

# Français

Règle endodontique millimétrée

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mettez le curseur sur la lime et placez-la de façon à obtenir la mesure désirée.

# Italiano

Regolo endodontico millimetrato.

## ISTRUZIONI D'USO

Mettere il cursore sulla lima e posizionare questa sul regolo per l'ottenimento della misura desiderata.

# Română

Riglă endodontică cu marcaj în milimetri

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Introduceți acul în opritor și plasați-l în canelura milimetrică pentru a fi măsurat.

# Nederlands

Endodontische millimeterliniaal

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Introduceer de file in de stop en plaats het in de millimeter groef voor het meten.

# Deutsch

Endodontisches Millimeterlineal.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Kursor in die Feile fügen und auf das Lineal positionieren, um das gewünschte Maß zu erhalten.

# Svenska

Endodontonisk linjal

## BRUKSANVISNING

För in filen i stoppet och placera i millimeterskåran för mätning.

# Danish

Endodontisk lineal

## BRUGSANVISNING

Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling. Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling.

# Suomi

Juurikanavamitta (Mittari millimetreissä)

## KÄYTTÖOHJEET

Aseta viila pysäytyskohtaan, ja siirrä se millimetriuraan mittausta varten.

# Hrvatski

Regla endodóntica milimetrada

## UPUTE ZA UPORABU

Stavite ispunu u plombu i postavite je u utor za mjerenje razdaljine u milimetrima.

# Slovenščina

Endodontsko ravnilo (Skala v milimetrih)

## NAVODILA ZA UPORABO

Postavite kazalnik na stop in namestite v milimetrski utor za merjenje.

# Slovensky

Endodontické pravítko, milimetrové

## POKYNY NA POUŽITIE

Zasuňte pilník do zarážky a umiestnite ho na meradlo, čím získate požadovanú dĺžku.

# Polski

Milimetryczna linijka endodontyczna.

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Umieścić suwak na pilniku i ustawić go na linijce, aby uzyskać żądaną długość.

# Eesti

Juureravi millimeetrijoonlaud

## KASUTUSJUHEND

Soovitud mõõdu saamiseks asetage tõkend viilile ja asetage see joonlauale.

# Lietuviškai

Milimetrinė endodontinė liniuotė

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Nustatykite kursorių ties dilde ir pasirinkite liniuotės poziciją, norėdami gauti reikiamą dydį.

# Latviski

Endodontijas lineāls ar milimetru iedaļām

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ievietojiet faili ierobežotājā un ievadiet to lineāla gropē, lai mērītu.

# Česky

Endodontické pravítko, milimetrové

## POKYNY K POUŽITÍ

Zasuňte pilník do zářky a umístěte jej na měřidlo, čímž získáte požadovanou délku.

# Gaeilge

Rialóir milliméadracha endodóinteacha

## TREORACHA D'ÚSÁID

Cuir an líomhán isteach sa stop agus cuir é sa heitre milliméadair chun tomhas a dhéanamh.

# Magyar

Milliméter beosztású endodonciai vonalzó

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Húzza rá a stoppert a gyökércsatorna-tágítóra majd helyezze a vonalzón található horonyba és állapítsa meg a kívánt hosszt.

# Türkçe

Milimetrelik endodontik cetvel.

## KULLANIM TALIMATLARI

İstenilen ölçüyü elde etmek için Stopu Endodontik eğeye yerleştirin ve cetvele geçirin.

# Malti

Riga endodontika (Gejg f'millimetri)

## STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Dañhal il-lima fil-waqqafa u qegħedha fil-gruv tal-millimetri għall-kejl.

# Български

Ендодонтско владетел (в милиметри Gauge)

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Въведете пилата в ограничителя и я поставете в милиметровата вдлъбнатина за измерване.

# Русский

Эндодонтическая миллиметровая линейка.

## МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наведите курсор на файл и разместите его на линейке, чтобы получить желаемую длину.

# Ελληνικά

Ενδοδοντικός χάρακας με διαβάθμιση σε χιλιοστά

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε το στοπ στη λίμα και τοποθετήστε την στον χάρακα για να επιτευχθεί το κατάλληλο μήκος.