

1. TRIPLE TIPS

CONTEÚDO DA BULA (Português)

Definição/Subtítulo: Pontas descartáveis para seringa tríplice

Composição: Polietileno

Advertências/Precauções: Descartar após o uso

Instruções de uso:

1. Remova a ponteira metálica da seringa tríplice
2. Posicione o TRIPLE TIP no encaixe da seringa tríplice
3. Acione os botões indicados da seringa tríplice para dispensar água, ar ou spray

FDA: ver com Gilmara

ANVISA 10349459005

SIMBOLOGIA : ver com Gilmara

CONTEÚDO DA BULA (Inglês)

Definition: Disposable tips for the air/water syringe

Composition: Polyethylene

Warning/Precautions: disposable after use

Instructions for use

1. Remove the syringe metal tip
2. Attach TRIPLE TIP to the syringe
3. Press the buttons to deliver streams of water and air

CONTEÚDO DA BULA (Espanhol)

Definición: Puntas desechables para jeringa triple

Composición: Polietileno

Advertencia/Precauciones: desechables después de su uso

Instrucciones de uso:

1. Retire la punta metálica de la jeringa triple
2. Ponga TRIPLE TIP en el encaje de la jeringa triple
3. Accione los botones indicados de la jeringa triple para soltar agua, aire o spray